


Моноклональное Антитело Против Galectin 4/Lgals4 Для Вестерн-Блоттинга, If-P, Ihc-P, Elisa - P56470

Артикул: CM0007949



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого Galectin 4/LGALS4, валидированное для Вестерн-блоттинга, IF-P, IHC-P, ELISA. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Идеально для исследований сборки соединений и адгезии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело против Galectin 4/LGALS4
Примечания/Альтернативные названия	GAL4; L36LBP; Galectin 4/LGALS4
Вид	Человек
ID гена (Человек)	3960
ID гена	3960
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого Galectin 4/LGALS4 (P56470)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P56470
Молекулярная масса белка	36 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом