


Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Galectin 4/Lgals4 Для Wb, If-P, Elisa — P56470

Артикул: CM0021987



введение

Поликлональное кроличье антитело против человеческого Galectin-4, валидированное для WB, IF-P и ELISA. Перекрёстно реагирует с белками мыши и крысы. Подходит для изучения функций лектинов, связывающих галактозу, и биологии адгезионных контактов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело Galectin 4/LGALS4
Примечания/синонимы	GAL4; L36LBP; Galectin 4/LGALS4
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	3960
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1–100 человеческого Galectin 4/LGALS4 (NP_006140.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P56470
Молекулярная масса белка	36 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом