

Анти-Galk1 Поликлональные Антитела Кролика Для Wb, Elisa - P51570

Артикул: CM0024492



введение

Поликлональные антитела кролика против человеческого GALK1, полученные с использованием рекомбинантного белка (а.о. 1-120). Валидированы для WB и ELISA, перекрестная реакция с человеком и мышью. Идеальны для исследований метаболизма галактозы и киназ.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GALK1 кролик rAb
Примечания/Псевдоним	GK1; GALK; HEL-S-19; GALK1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2584
GeneID	2584
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-120 человеческого GALK1 (NP_000145.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P51570
Молекулярный вес белка	42кДа
Доставка	Сумка со льдом