

Кроличья Поликлональная Антитело Против Galns Для Вестерн-Блоттинга, Иммунофлуоресценции/Ицх, Elisa - P34059

Артикул: CM0026419



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческой N-ацетилгалактозамин-6-сульфатазы (GALNS), подходящее для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/ИЦХ и ELISA. Детектирует GALNS человека, мыши и крысы. Идеально для исследований лизосомных болезней накопления, включая мукополисахаридоз IVA.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GALNS Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	GAS; MPS4A; GalN6S; GALNAC6S; GALNS
Вид	Человек
ID гена	2588
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 353-522 человеческого GALNS (NP_000503.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция/ИЦХ, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P34059
Молекулярная масса белка	58 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом