

Кроличья Поликлональная Антитело Против Galnt2 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa — Q10471

Артикул: CM0027567



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело к человеческому GALNT2 (GalNAc-T2), валидированное для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Проявляет перекрестную реакцию с мышью и крысой. Идеально подходит для исследований О-гликозилирования.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GALNT2 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	CDG2T; GalNAc-T2; GALNT2
Вид	Человек
ID гена (человек)	2590
ID гена	2590
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 442-571 человеческого GALNT2 (NP_004472.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q10471
Молекулярная масса белка	65кДа
Доставка	Холодильный пакет