

Поликлональные Антитела К Galnt3 Для Wb И Elisa - Q14435

Артикул: CM0026055

введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела к белку GALNT3 человека (GalNAc-T3), валидированные для методов вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Идеально подходят для исследований О-гликозилирования, биологии муцинов и регуляции FGF23.

[Узнать больше](#)

Основной параметр	Спецификация
Название продукта	Кроличьи поликлональные антитела к GALNT3
Примечания/Синонимы	NHS; HFTC; HFTC1; GalNAc-T3; GALNT3
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	2591
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-140 GALNT3 человека (NP_004473.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q14435
Молекулярная масса белка	73 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом