

Кроличья Поликлональная Антитело Против Galnt3 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицк, Ифа - Q14435

Артикул: CM0018498

введение

Кроличья поликлональная антитело, специфичное к человеческому GALNT3 (GalNAc-T3). Валидировано для Вестерн-блоттинга (WB), ИГХ-П (IHC-P), ИФ/ИЦК (IF/ICC), ИФА (ELISA). Перекрестная реакция с человеком, мышью, крысой. Идеально подходит для исследований О-гликозилирования и заболеваний, связанных с FGF23.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GALNT3 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	NHS; HFTC; HFTC1; GalNAc-T3; GALNT3
Вид	Человек
ID гена (Человек)	2591
ID гена	2591
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 43-160 человеческого GALNT3 (NP_004473.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q14435
Молекулярный вес белка	73кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент