

Поликлональные Антитела Против Galnt7 Для Wb, Ihc-P, Elisa - Q86Sf2

Артикул: CM0018997



введение

Кроличьи поликлональные антитела против GALNT7, валидированные для WB, IHC-P, ELISA. Специфически обнаруживают человеческий N-ацетилгалактозаминилтрансферазу 7 (75 кДа), резидентный гликопептидтрансферазу аппарата Гольджи, необходимую для биосинтеза O-связанных олигосахаридов. Подходят для исследований в области гликобиологии и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GALNT7 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	GalNAcT7; GALNAC-T7; GALNT7
Вид	Человек
ID гена (Человек)	51809
ID гена	51809
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 30-130 человеческого GALNT7 (NP_059119.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q86SF2
Молекулярный вес белка	75 кДа
Доставка	Сумка со льдом