

Поликлональные Антитела К Galp Для Wb, Elisa - Q9Ubc7

Артикул: CM0020628

введение

Поликлональные антитела кролика к GALP человека, подходящие для вестерн-блоттинга и ИФА. Распознают GALP человека, мыши и крысы. Изучайте функции нейропептидов, гипоталамическую сигнализацию и антимикробную активность.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GALP Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	GALP
Вид	Человек
ID гена (человек)	85569
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 25-116 GALP человека (NP_149097.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9UBC7
Молекулярная масса белка	13 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом