

Моноклональное Антитело Против Гамма-Синуклеина Для Вестерн-Блоттинга - O76070

Артикул: CM0011100

введение

Кроличье моноклональное антитело, полученное против человеческого гамма-синуклеина (O76070). Валидировано для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П и ИФА. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Подходит для исследований целостности нейрофиламентов и нейродегенеративных заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье МАТ против гамма-синуклеина
Примечания/Альтернативные названия	SR, BCSG1, гамма-синуклеин
Вид	Человек
GeneID (Человек)	6623
GeneID	6623
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности аминокислот 48-127 человеческого гамма-синуклеина (O76070).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O76070
Молекулярная масса белка	13 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом