

Поликлональное Антитело Против Гамма-Синуклеина Для Wb, Ihc-P, Elisa — 076070

Артикул: CM0018509

введение

Кроличье поликлональное антитело, направленное против человеческого гамма-синуклеина (SNCG/ген 1, специфичный для рака молочной железы). Валидировано для вестерн-блоттинга, IHC-P и ELISA. Перекрёстно реагирует с белками человека и мыши. Идеально подходит для исследований в области нейробиологии и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело против гамма-синуклеина
Примечания/синонимы	SR; BCSG1; гамма-синуклеин
Вид	Человек
Идентификатор гена	6623
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	076070
Молекулярная масса белка	13 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом