

Поликлональные Антитела Кролика К Ganab Для Wb, If/Icc, Elisa - Q14697

Артикул: CM0016262



введение

Поликлональные антитела кролика к человеческому GANAB, каталитической субъединице глюкозидазы II. Валидированы для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ИФА; перекрестно реагируют с мышинным и крысиным белком. Идеально подходят для исследования обработки гликопротеинов и созревания полицистинов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GANAB кроличьи поликлональные антитела
Примечания/синонимы	G2AN; GIIA; PKD3; GLUII; GANAB
Вид белка	Человек
ID гена (человек)	23193
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 1-260 человеческого GANAB (NP_001265123.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q14697
Молекулярная масса белка	107 кДа
Доставка	Холодильный пакет