

Поликлональное Антитело Кролика Против Ganc Для Вб, Ифа - Q8Tet4

Артикул: CM0020824

введение

Поликлональное антитело кролика против человеческой нейтральной альфа-глюкозидазы С (GANC), валидированное для вестерн-блоттинга и ИФА. Обладает перекрестной реактивностью с мышью и крысой. Подходит для исследований гликозидаз.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GANC Rabbit pAb
Примечания/Альтернативное название	GANC
Вид	Человек
ID гена (человек)	2595
ID гена	2595
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 100-200 человеческого GANC (NP_937784.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q8TET4
Молекулярная масса белка	104 кДа
Доставка	Холодильный пакет