

Моноклональное Антитело Против Gap43 Для Вб, Иф, Ифа — P17677

Артикул: CM0002459

введение

Кроличье моноклональное антитело к человеческому GAP43 (ассоциированный с ростом белок 43, В-50, рр46) для вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции и ИФА; перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GAP43 Rabbit mAb
Примечания/алиасы	B-50; PP46; GAP-43; GAP43
Вид	Человек
ИД гена (человек)	2596
ИД гена	2596
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 139-238 человеческого GAP43 (P17677).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФ-З, ИФ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P17677
Молекулярная масса белка	25 кДа
Доставка	Холодовой пакет