

Поликлональное Антитело Кролика Против Gap43 Для Вб, Иф/Икк, Ифа - P17677

Артикул: CM0028345

введение

Кроличье поликлональное антитело против GAP43 человека, валидированное для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ИФА. Обнаруживает GAP43/нейромодулин (25 кДа) у человека, мыши и крысы. Идеально подходит для нейробиологических исследований роста аксонов, синаптической пластичности и нейроразвития.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GAP43 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	B-50; PP46; GAP-43; GAP43
Вид	Человек
GeneID (человек)	2596
GeneID	2596
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 1-238 GAP43 человека (NP_002036.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P17677
Молекулярная масса белка	25кДа
Доставка	Айс-пак