

Поликлональная Кроличья Антитело Против Gapvd1 Для Wb, If/Icc, Elisa - Q14C86

Артикул: CM0021719

введение

GAPVD1 Rabbit pAb — это поликлональное антитело для WB, IF/ICC, ELISA с перекрестной реактивностью с мышинным белком GAPVD1. GAPVD1 является ГТФаза-активирующим белком и ГЭФ, участвующим в эндоцитозе и траффике GLUT4.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GAPVD1 Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	RAP6; GAPEX5; GAPex-5; GAPVD1
Вид	Человек
ID гена	26130
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1–260 человеческого GAPVD1 (NP_056450.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q14C86
Молекулярная масса белка	165 кДа
Доставка	Аккумулятор холода