

Поликлональное Антитело Anti-Gars Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иммунофлуоресценции/Иммуноцитохимии (If/Icc), Иммуноферментного Анализа (Elisa) - P41250

Артикул: CM0013467



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий GARS (глицил-тРНК-лигаза), валидировано для WB, IF/ICC, ELISA; перекрестно реагирует с мышиным и крысиным белком. Подходит для исследований in vitro диагностики (IVD) в области синтеза белка и нейродегенерации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Наименование продукта	GARS Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	GARS; HMN5; CMT2D; DSMAV; GlyRS; HMN5A; SMAD1; SMAJI
Вид	Человек
GeneID	2617
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 60-370 человеческого GARS (NP_002038.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия (IF/ICC), иммуноферментный анализ (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P41250
Молекулярная масса белка	83 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом