

Кроличья Поликлональная Антитела К Gars (Валидировано Методом Ко) Для Вб, Игг-П, Иф/Икк, Ифа — P41250

Артикул: CM0027504



введение

Валидированные методом нокаута (КО) кроличьи поликлональные антитела к человеческому GARS (глицин-тРНК-лигаза). Валидированы для использования в ВБ, ИГГ-П, ИФ/ИКК и ИФА; обладают перекрестной реактивностью с мышью и крысой. Подходят для изучения биологии аминоксил-тРНК-синтетаз и механизмов развития болезни Шарко-Мари-Тута.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано КО] Кроличьи поликлональные антитела к GARS
Примечания/алиасы	GARS; HMN5; CMT2D; DSMAV; GlyRS; HMN5A; SMAD1; SMAJI; RS
Вид	Человек
GeneID (человек)	2617
GeneID	2617
Иммуноген	Рекомбинантный слиянный белок, содержащий последовательность аминокислот 60-370 человеческого GARS (NP_002038.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИГГ-П, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P41250
Молекулярная масса белка	83 кДа
Доставка	Сумка-холодильник со льдом