

Кроличья Поликлональная Антитело Против Gart Для Wb, If/Icc, Elisa - P22102

Артикул: CM0030504



введение

Кроличья поликлональная антитело против человеческого GART (трифункциональный белок биосинтеза пуринов), валидированная для Вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC) и ELISA. Перекрестно реагирует с мышиными и крысиными гомологами. Идеально подходит для исследований биосинтеза пуринов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	GART Rabbit pAb
Примечания/псевдонимы	AIRS; GARS; PAIS; PGFT; PRGS; GARTF; GART
Вид	Человек
GeneID	2618 (Человек)
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-320 человеческого GART (NP_000810.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P22102
Молекулярная масса белка	108 кДа
Доставка	Холодильный пакет