

Моноклональное Антитело Anti-Gas2 Для Вестерн-Блоттинга — O43903

Артикул: CM0007511

введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий GAS2 (белок 2, специфичный для остановки роста). Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА. Реагирует с белками человека, мыши и крысы. Подходит для исследований слуха, динамики цитоскелета и апоптоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье мАб к GAS2
Примечания/синоним	GAS-2; GAS2
Вид	Человек
GeneID (человек)	2620
GeneID	2620
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-100 человеческого GAS2 (NP_005247.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	O43903
Молекулярная масса белка	35 кДа
Условия доставки	Пакет со льдом