

Поликлональные Антитела Против Gas7 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - O60861

Артикул: CM0013568



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против человеческого GAS7, валидированные для WB и ELISA. Обнаруживают GAS7 в образцах человека, мыши и крысы, поддерживая исследования нейрональной дифференцировки.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GAS7 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	GAS7; MLL/GAS7
Вид	Человек
GeneID	8522
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-412 человеческого GAS7 (NP_001124303.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O60861
Молекулярный вес белка	54 кДа
Доставка	В ледяном пакете