

Кроличье Поликлональное Антитело Против Газдермина В (Полная Длина + С-Конец) Для Вестерн-Блота — Q8Tax9-6

Артикул: CM0025316

введение

Кроличье поликлональное антитело, направленное против полноразмерного и С-концевого человеческого газдермина В (GSDMB, изоформа 6). Валидировано для вестерн-блоттинга, подходит для исследований пироптоза и клеточной смерти, опосредованной гразимами.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Gasdermin В (полная длина + С-конец), кроличье поликлональное антитело
Примечания/Алиасы	GSDML; PP4052; GSDMB-1; PRO2521; Gasdermin В (полная длина + С-конец)
Вид	Человек
ID гена (человек)	55876
ID гена	55876
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ (Вестерн-блот)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q8TAX9-6
Молекулярная масса белка	18 кДа/45 кДа/46 кДа/47 кДа
Доставка	С ледяным пакетом