

Поликлональное Антитело Против Гастрин-Высвобождающего Пептида (Гвп) Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Икк, Ифа - P07492

Артикул: CM0027681



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого Гастрин-Высвобождающего Пептида (ГВП). Валидировано для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИКК, ИФА. Перекрестно реагирует с человеком, мышью и крысой. Идеально для исследований высвобождения желудочно-кишечных гормонов, передачи сигналов зуда и памяти.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело кролика против Гастрин-Высвобождающего Пептида (ГВП)
Примечания/Альтернативные названия	BN; GRP-10; proGRP; preproGRP; Гастрин-Высвобождающий Пептид (ГВП)
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2922
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-148 человеческого Гастрин-Высвобождающего Пептида (ГВП) (NP_002082.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия на парафиновых срезах (ИНС-П), Иммунофлуоресценция/Иммуноцитохимия (ИФ/ИСС), Иммуноферментный анализ (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P07492
Молекулярная масса белка	16 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом