

Поликлональные Антитела Против Gata2 Для Wb, Ihc-P, Elisa - P23769

Артикул: CM0017001



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого транскрипционного фактора GATA2 для вестерн-блоттинга (Western blot), IHC-P и ELISA. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Подходят для исследований регуляции эндотелиальных генов и иммунодефицита.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GATA2 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	DCML, IMD21, NFE1B, MONOMAC, GATA2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2624
GeneID	2624
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-300 человеческого GATA2 (NP_116027.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P23769
Молекулярный вес белка	51кДа
Доставка	Сумка со льдом