

Кроличыи Поликлональные Антитела К Gata2 Для Игх-П, Ифа - P23769

Артикул: CM0023603



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела, специфически распознающие GATA2 человека — ключевой эндотелиальный фактор транскрипции. Валидированы для ИГХ-П и ИФА, подходят для изучения транскрипционной регуляции в эндотелиальных клетках.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи пАт к GATA2
Примечания/Синонимы	DCML; IMD21; NFE1B; MONOMAC; GATA2
Вид	Человек
GeneID	2624
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности аминокислот 240-340 GATA2 человека (NP_116027.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P23769
Молекулярная масса	51 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом