

Поликлональные Антитела Против Gata3 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P23771

Артикул: CM0024545



введение

Кроличьи поликлональные антитела против GATA3, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА, реагируют с человеческим и мышинным белками. Идеально подходят для изучения развития Т-клеток, дифференцировки Th2 и активации макрофагов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GATA3 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	HDR; HDRS; GATA3
Вид	Человек
ID гена	2625
Иммуноген	Рекомбинантный белок / Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-260 человеческого GATA3 (NP_001002295.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P23771
Молекулярный вес белка	48кДа
Доставка	Сумка со льдом