

Кроличья Моноклональная Антитело Против Gata3 Для Wb, If, Fc — P23771

Артикул: CM0006021



введение

Кроличья моноклональная антитело против GATA3, валидированная для WB, IF/ICC, IF-P, FC (внутриклеточный) и ELISA. Обнаруживает эндогенный GATA3 в образцах человека, прогнозируемый размер полосы составляет 48 кДа. Идеально подходит для исследований дифференцировки Т-клеток и иммунного ответа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GATA3 Кроличья mAb
Примечания/Альтернативные названия	HDR; HDRS
Вид	Человек
ID гена (человек)	2625
ID гена	2625
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 1-200 человеческого GATA3 (NP_001002295.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IF-P, FC (внутриклеточный), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P23771
Молекулярная масса белка	48 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом