

Анти-Gata3 Кроличьи Polymab® Для Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Chip, Elisa - P23772

Артикул: CM0009454



введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело к GATA3 (UniProt P23772). Валидировано для WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ChIP, ELISA. Обнаруживает GATA3 человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований дифференцировки Т-клеток и Th2.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Gata3 кроличьи PolymAb®
Примечания/Псевдоним	jal; Gata-3
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	2625
GeneID	14462
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 135-258 мышиного GATA3 (NP_032117.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ChIP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P23772
Молекулярная масса белка	48 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом