


Поликлональное Антитело Против Gata4 Для Вестерн-Блоттинга, Игх, Иф/Ицх И Ифа - P43694

Артикул: CM0018012



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого GATA4, валидированное для вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуоцитохимии, иммунофлуоресценции на парафиновых срезах, иммуногистохимии на парафиновых срезах и ИФА. Реагирует с образцами человека, мыши и крысы. Подходит для исследований сердечного развития и транскрипционных факторов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GATA4 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	TOF; ASD2; VSD1; TACHD; GATA4
Вид	Человек
ID гена	2626
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 341-440 человеческого GATA4 (NP_002043.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФ/ИЦХ, ИФ-П, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P43694
Молекулярная масса белка	45 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом