


Кроличье Моноклональное Антитело Против Gata4 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P43694

Артикул: CM0008916



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого GATA4 (P43694), подходит для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии, иммуногистохимии на парафиновых срезах и ELISA. Перекрестно реагирует с мышиным и крысиным белком. Полезно для изучения развития сердца и регуляции транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GATA4 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	TOF; ASD2; VSD1; TACHD; GATA4
Вид	Человек
GeneID	2626
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 343-442 человеческого GATA4 (NP_002043.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия, иммуногистохимия на парафиновых срезах, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P43694
Молекулярная масса белка	45 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом