

Поликлональные Антитела К Gata6 Для Wb, Elisa - Q92908

Артикул: CM0024376

введение

Кроличы поликлональные антитела (pAb) к GATA6, валидированные для методов WB и ELISA. Распознают GATA6 человека и мыши — фактор транскрипции, критически важный для гомеостаза сердца, желудка и кожи. Иммуноген охватывает аминокислотные остатки 70-160 GATA6 человека. Идеально подходят для исследований регуляции генов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличы pAb к GATA6
Примечания/Синонимы	GATA6
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2627
GeneID	2627
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 70-160 GATA6 человека (NP_005248.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q92908
Молекулярная масса белка	60 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом