

Анти-Gatad2B Поликлональные Кроличьи Антитела (P66-Beta) Для Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q8Wxi9

Артикул: CM0029572

введение

Поликлональные кроличьи антитела против человеческого GATAD2B (p66-beta), валидированные для WB, IHC-P, IP и ELISA. Реагируют с человеческим, мышиным и крысиным белками. Подходят для исследований ремоделирования хроматина и транскрипционной репрессии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GATAD2B кроличьи pAb
Примечания/Псевдоним	p68, GANDS, MRD18, P66beta, GATAD2B
Вид	Человек
ID гена (Человек)	57459
ID гена	57459
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8WXI9
Молекулярный вес белка	65кДа
Доставка	Сумка со льдом