

Поликлональные Антитела Anti-Gatc Для Wb, Elisa - 043716

Артикул: CM0027958

введение

Кроличы поликлональные антитела против человеческого GATC, валидированные для WB и ELISA, перекрестно реагируют с мышью и крысой. Подходят для изучения синтеза митохондриальных белков и трансамидирования тРНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GATC Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	15E1.2; COXPD42; GATC
Вид	Человек
ID гена (Человек)	283459
ID гена	283459
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-136 человеческого GATC (NP_789788.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	O43716
Молекулярный вес белка	15кДа
Доставка	Сумка со льдом