

Кроличыи Моноклональные Антитела К Gatm Для Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P50440

Артикул: CM0005608



введение

Высокоспецифичные кроличьи моноклональные антитела к GATM, валидированные для методов WB, IF-P, IHC-P и ELISA. Обнаруживают GATM человека, мыши и крысы (~48 кДа) — ключевой фермент биосинтеза креатина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи моноклональные антитела к GATM
Примечания/Синонимы	AT; RFS; AGAT; FRTS; CCDS3; FRTS1; GATM
Вид	Человек
GeneID (человек)	2628
GeneID	2628
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 38-423 GATM человека (NP_001473.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P50440
Молекулярная масса белка	48 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом