

Кроличье Поликлональное Антитело Против Gatm Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицх, Ифа - P50440

Артикул: CM0027948



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий белок GATM (глицинамидинотрансфераза), валидированное для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ и ИФА с перекрестной реактивностью к мышинным и крысиным белкам. Идеально для исследований биосинтеза креатина и митохондриальных исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к GATM
Примечания/Алиасы	AT, RFS, AGAT, FRTS, CCDS3, FRTS1, GATM
Вид	Человек
GeneID	2628
Иммуноген	Рекомбинантный белок, соответствующий аминокислотам 38-423 человеческого GATM (NP_001473.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P50440
Молекулярная масса белка	48 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом