

Поликлональное Антитело Кролика Против Gba2 Для Вестерн-Блоттинга И Elisa - Q9Hcg7

Артикул: CM0014410

введение

Поликлональное антитело кролика против GBA2, валидированное для вестерн-блоттинга и ELISA. Определяет GBA2 человека и мыши с предсказанной молекулярной массой 105 кДа. Идеально подходит для исследований функции нелизосомальной глюкозилцерамидазы в липидном обмене, метаболизме желчных кислот и нейродегенерации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	GBA2 Кролик pAb
Примечания/Альтернативные названия	AD035, SPG46, NLGase, GBA2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	57704
GeneID	57704
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 708-927 человеческого GBA2 (NP_065995.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9HCG7
Молекулярная масса белка	105 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом