

Кроличье Поликлональное Антитело Против Gba3 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - Q9H227

Артикул: CM0025999



введение

CamelBio поставляет кроличье поликлональное антитело против человеческой цитозольной бета-глюкозидазы (GBA3). Валидировано для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуоцитохимии, ELISA; перекрестно реагирует с человеческим и мышинным белком. Подходит для исследований метаболизма гликозилцерамидов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GBA3 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	CBG; GLUC; KLRP; CBGL1; GBA3
Вид	Человек
GeneID	57733
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-162 человеческого GBA3 (NP_001121904.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция/иммуоцитохимия, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9H227
Молекулярная масса белка	54 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом