

Кроличье Поликлональное Антитело Против Gbe1 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q04446

Артикул: CM0030900



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело, нацеленное на GBE1 (гликоген-разветвляющий фермент) для Вестерн-блоттинга и ИФА. Детектирует GBE1 человека, мыши, крысы, прогнозируемая молекулярная масса 80 кДа. Идеально для исследований метаболизма гликогена и GSD IV.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb против GBE1
Примечания/Альтернативные названия	GBE; APBD; GSD4; GBE1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2632
GeneID	2632
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-300 белка GBE1 человека (NP_000149.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q04446
Молекулярная масса белка	80 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом