

Анти-Gbf1 Кроличья Поликлональное Антитело Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q92538

Артикул: CM0013677

введение

Кроличье поликлональное антитело, направленное против человеческого GBF1 (Golgi-specific brefeldin A-resistance guanine nucleotide exchange factor 1), подходящее для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагирует с GBF1 мыши.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GBF1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	CMT2GG; CMTDI2; CMTDIA; ARF1GEF; GBF1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	8729
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-85 человеческого GBF1 (NP_004184.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q92538
Молекулярный вес белка	206 кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент