


Поликлональные Антитела Против Gbp2 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф/Ицц (If/Icc), Ифа (Elisa) - P32456

Артикул: CM0016871



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого GBP2, подходящие для Вестерн-блоттинга (WB), ИФ/ИЦЦ (IF/ICC) и ИФА (ELISA). Валидированы на образцах человека и мыши, распознают белок массой 67 кДа. Идеальны для исследований врожденного иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GBP2 кролик rAb
Примечания/Псевдоним	GBP2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	2634
ID гена	2634
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P32456
Молекулярный вес белка	67 кДа
Доставка	Сумка со льдом