

Поликлональное Антитело Anti-Gbx2 Для Wb, Elisa - P52951

Артикул: CM0014871

введение

Поликлональное кроличье антитело против белка гомеобокса GBX-2, валидированное для вестерн-блоттинга и ELISA. Реагирует с белками человека, мыши и крысы. Подходит для изучения функции транскрипционного фактора в эмбриогенезе и развитии. - P52951

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb против GBX2
Примечания/псевдоним	GBX2
Вид	Человек
GeneID (человек)	2637
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-250 человеческого GBX2 (NP_001476.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P52951
Молекулярная масса белка	37 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом