


## Поликлональные Антитела Против Gc1Q R/C1Qbp Для Вб, Иф/Икк, Ифа — Q07021

Артикул: CM0020813



### введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого GC1q R/C1QBP (p32, HABP1, gC1qR). Валидированы для вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/ИКК и ИФА. Проявляют перекрестную реактивность с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Идеально подходят для исследования системы комплемента, митохондриальной функции и взаимодействия хозяин-патоген.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                                                                      |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | Кроличьи поликлональные антитела к GC1q R/C1QBP                                                                                                                               |
| Примечания/алиасы         | p32; HABP1; gC1qR; GC1QBP; SF2p32; gC1Q-R; COXPD33; SF2AP32; GC1q R/C1QBP                                                                                                     |
| Вид                       | Человек                                                                                                                                                                       |
| GeneID (человек)          | 708                                                                                                                                                                           |
| GeneID                    | 708                                                                                                                                                                           |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок (рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотным остаткам 74–282 человеческого GC1q R/C1QBP (NP_001203.1)) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                                                                        |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                                                                       |
| Применение                | ВБ, ИФ/ИКК, ИФА                                                                                                                                                               |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                                                                          |
| SWISS                     | Q07021                                                                                                                                                                        |
| Молекулярная масса белка  | 31 кДа                                                                                                                                                                        |
| Доставка                  | Холодильный пакет                                                                                                                                                             |