

Поликлональная Кроличья Антитело К Gcat Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O75600

Артикул: CM0016271

введение

Кроличье поликлональное антитело к человеческому GCAT (2-амино-3-кетобутират кофермент А лигаза) для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Перекрестно реагирует с антигенами человека, мыши и крысы. Митохондриальный мишень, участвующий в синтезе глицина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GCAT Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	KBL; GCAT
Вид	Человек
ID гена (человек)	23464
ID гена	23464
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 170-419 человеческого GCAT (NP_055106.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O75600
Молекулярная масса белка	45 кДа
Доставка	Холодильный пакет