


Поликлональное Антитело Кролика Против Gcc2 / Gcc185 Для Вб, Игг-П И Ифа — Q8Iwj2

Артикул: CM0018631



введение

Поликлональное антитело кролика к человеческому GCC2/GCC185 для вестерн-блоттинга, иммуногистохимии на парафиновых срезах и ИФА. Перекрестно реагирует с мышинным антигеном. Идеально подходит для исследований аппарата Гольджи и мембранного траффика.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GCC2 Rabbit pAb
Примечания/Синонимы	REN53; GCC185; RANBP2L4; GCC2
Вид антигена	Человек
ID гена (человек)	9648
ID гена	9648
Иммуноген	Рекомбинантный слиянный белок, содержащий последовательность аминокислот 1-300 человеческого GCC2 (NP_852118.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИГГ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q8Iwj2
Молекулярная масса белка	196 кДа
Доставка	Холодильный пакет