


Кроличье Поликлональное Антитело Против Gcdh Для Вб, Игп, Ифа - Q92947

Артикул: CM0028258



введение

Кроличье поликлональное антитело, специфично распознающее GCDH, валидированное для ВБ, ИГП и ИФА, с перекрестной реактивностью к человеку, мыши и крысе. Идеально подходит для изучения глутарил-КоА дегидрогеназы в исследовании катаболизма аминокислот и глутаровой ацидурии типа I.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GCDH Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	GCD; ACAD5; GCDH
Вид	Человек
GeneID (человек)	2639
GeneID	2639
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 149-438 человеческого GCDH (NP_000150.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИГП, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q92947
Молекулярная масса белка	48 кДа
Доставка	Хладоэлемент