


Поликлональное Антитело Anti-Gch1 Для Wb, If/Icc, Elisa - P30793

Артикул: CM0017572



введение

Поликлональное антитело кролика против человеческого GCH1, валидированное для WB, IF/ICC и ELISA. Обнаруживает нативный GCH1 в образцах человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований биосинтеза тетрагидробиоптерина, синтеза дофамина и болевой чувствительности.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GCH1 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	GCH; DYT5; DYT14; DYT5a; GTPCH1; HPAВН4В; GTP-CH-1; GCH1
Вид	Человек
GeneID (человек)	2643
GeneID	2643
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 55-250 человеческого GCH1 (NP_000152.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P30793
Молекулярная масса белка	28 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом