


## Поликлональное Антитело К Gckr Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Ифа (Elisa) - Q14397

Артикул: CM0027929



### введение

GCKR Rabbit pAb — это поликлональное антитело, полученное на кролике, валидированное для применения в Вестерн-блоттинге (WB) и ИФА (ELISA). Распознает человеческий GCKR, с перекрестной реактивностью к мышиному и крысиному белку. Полезно для исследований регуляции глюкокиназы и метаболизма углеводов.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                                                                                                                                |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | GCKR Rabbit pAb                                                                                                                                         |
| Примечания/Альтернативные названия | GKRP; FGQTL5; GCKR                                                                                                                                      |
| Вид                                | Человек                                                                                                                                                 |
| GeneID (Человек)                   | 2646                                                                                                                                                    |
| GeneID                             | 2646                                                                                                                                                    |
| Иммуноген                          | Рекомбинантный белок Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-300 человеческого GCKR (NP_001477.2) |
| Источник                           | Кролик                                                                                                                                                  |
| Категория                          | Поликлональные антитела                                                                                                                                 |
| Применение                         | WB, ELISA                                                                                                                                               |
| Перекрестная реактивность          | Мышь, Крыса                                                                                                                                             |
| SWISS                              | Q14397                                                                                                                                                  |
| Молекулярная масса белка           | 69 кДа                                                                                                                                                  |
| Условия доставки                   | В пакете со льдом                                                                                                                                       |