

Моноклональное Антитело Anti-Gclc Для Wb, If/Icc, Elisa - P48506

Артикул: CM0011787

введение

Кроличье моноклональное антитело Anti-GCLC, валидированное для WB, IF/ICC, ELISA. Распознает человеческий и мышиный GCLC, каталитическую субъединицу глутамат-цистеинлигазы, играющую ключевую роль в биосинтезе глутатиона. Идеально подходит для IVD и исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GCLC Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	GCL; GCS; GLCL; GLCLC; GCLC
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2729
GeneID	2729
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-135 человеческого GCLC (NP_001489.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P48506
Молекулярный вес белка	73кДа
Доставка	Сумка со льдом