

Анти-Gclc Кроличий Моноклональный Антитело Для Wb, Ihc-P, Elisa - P48506

Артикул: CM0011167

введение

Надежное кроличье моноклональное антитело против GCLC для приложений WB, IHC-P, ELISA; обнаруживает человеческий и крысиный GCLC, фермент, ограничивающий скорость в биосинтезе глутатиона, актуальный для исследований окислительного стресса и анемии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GCLC кроличье mAb
Примечания/Псевдоним	GCL; GCS; GLCL; GLCLC; GCLC
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2729
GeneID	2729
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий аминокислотам 538-637 человеческого GCLC (P48506)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	P48506
Молекулярный вес белка	73кДа
Доставка	Сумка со льдом