

Кроличыи Поликлональные Антитела K Anti-Gclc Для Wb, If, Icc, Elisa - P48506

Артикул: CM0018705

введение

Кроличыи поликлональные антитела, направленные против GCLC (каталитическая субъединица глутаматцистеинлигазы), валидированные для WB, IF, ICC, ELISA. Перекрестная реакция с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Для изучения биосинтеза глутатиона.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GCLC Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	GCL, GCS, GLCL, GLCLC, GCLC
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2729
GeneID	2729
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF, ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P48506
Молекулярный вес белка	73 кДа
Доставка	Сумка со льдом